

DMETEC Cleanse P

Инструкция по эксплуатации



Введение	стр. 2
Спецификация	стр. 3
Описание	стр. 3
Установка	стр. 3
Руководство по эксплуатации	стр. 4
Обслуживание аппарата	стр. 4
Устранение неисправностей	стр. 5
Гарантийное обслуживание	стр. 7

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за приобретение данного устройства. Прежде чем впервые использовать продукцию компании DMETEC необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по ее эксплуатации.

Скейлеры, полимеризационные лампы и аппараты для быстрой дезинфекции наконечников могут использоваться в целях обеспечения технической базы врачей-стоматологов. Персонал медицинских учреждений, оснащенных оборудованием DMETEC, должен владеть полной информацией по эксплуатации данных приборов.

Продукция DMETEC отличается надежностью, высоким качеством комплектующих материалов и современным дизайном. При условии соблюдения всех рекомендаций руководства пользователя, мы гарантируем надежную работу нашего оборудования в течение всего срока эксплуатации.

Компания DMETEC

ВАЖНО: Компания DMETEC оставляет за собой право изменять конфигурацию и правила эксплуатации прибора в целом или его компонентов, согласно развитию технологии производства.

ВНИМАНИЕ: Не используйте устройство, если имеются повреждения аппарата или его составляющих, это может нанести вред здоровью. Не пытайтесь устранить серьезные неполадки самостоятельно, ремонт производится только квалифицированными специалистами. В случае возникновения неисправностей обращайтесь к компании-производителю или официальному дилеру компании.


Спецификация

EN 60601-1:

Степень защиты от попадания воды	Прибор IP40 Трансформатор IP20
Способ стерилизации и дезинфекции	См. раздел «Хранение и уход»
Степень защиты при использовании воспламеняющихся смесей обезболивающих препаратов:	Прибор не подходит для работы в условиях использования смесей обезболивающих препаратов в средах, содержащих кислород, азот
Режим работы: 93/42 СЕЕ	Постоянное использование Класс Па
Условия эксплуатации:	Температура: от +10 до +40°С, Влажность воздуха: от 30% до 75%
Условия хранения и транспортировки:	Температура: от +10 до +40°, Влажность воздуха: от 10% до 95%, Давление: от 500 до 1060 гПа
Спецификация прибора Модель Cleanse P	Давление воды от 1 до 5 бар Давление воздуха от 1 до 5 бар
Размеры/Вес Cleanse P	Вес: 600 г Размеры: 70x135x166 мм
Корпус прибора Шланг наконечника	Длина: 1,8 м
Напряжение, частота	220 В., 50/60 Гц.

Описание

1. Прибор Cleanse P
2. Контейнер для порошка
3. Наконечник
4. Шланг наконечника
5. Регулятор подачи воды
6. Регулятор подачи порошка
7. Сопло
8. Игла для прочистки каналов
9. Порошок (Sodium Bicarbonate)




Установка

Для установки и эксплуатации прибора необходимо следующее:

1. Подключение воды с давлением 2–5 бар.
2. Подключение воздуха с давлением 2–5 бар.

Подключение воды и воздуха.

Подсоединить коннектор шланга высокоскоростного турбинного наконечника к разъёму на задней части прибора.



Подсоединение сопла.

Закрепите сопло на наконечнике.

Порошок.

- Поместите порошок в контейнер для порошка.
- Закрутите крышку контейнера

Предупреждение: Если крышка на контейнере не будет плотно закручена, порошок может попасть наружу во время работы.

Руководство по эксплуатации

После сборки подсоединений, Вы можете приступить к работе.

Обязательно использование порошка.

- 1) Подсоединить коннектор шланга высокоскоростного турбинного наконечника к разъёму на задней части прибора.
- 2) Выберите уровень подачи порошка регулятором контроля порошка, расположенным на верхней панели прибора.
- 3) Нажмите на педаль и отрегулируйте подачу воды регулятором воды, расположенном на верхней панели прибора.
- 4) По окончании работы, установите регулятором минимальный уровень подачи порошка и нажмите выключатель на задней части прибора, затем нажмите на педаль в течение нескольких секунд. С помощью этого процесса Вы предохраните штуцер и шланг наконечника от засорения.
- 5) Не оставляйте порошок в контейнере. По окончании работы порошок должен быть герметично упакован.

Обслуживание аппарата

Наконечник и шланг наконечника.

Наконечник и шланг наконечника можно очистить при помощи ткани, смоченной в любой спиртосодержащей очищающей жидкости (или использовать салфетки типа “Unisepta Light”).

Сопло.

Перед использованием стерилизуется в автоклаве при $t=135^{\circ}\text{C}$ в течение 3 минут.

Если штуцер забит песком, поместите его в горячую воду и прочистите штуцер иглой для прочистки каналов.

Внешний корпус Compact S наконечника можно очистить при помощи ткани, смоченной в любой спиртосодержащей очищающей жидкости (или использовать салфетки типа “Unisepta Light”).

Устранение неисправностей

Прибор не работает.

Шланг наконечника плохо подсоединён к разъёму на задней части прибора	Проверьте места подсоединения
Нет подачи воздуха/воды к Cleanse P	Проверьте подачу воды и воздуха из установки

Нет подачи воздуха на выходе из сопла.

Шланг наконечника плохо подсоединён к разъёму на задней части прибора	Проверьте места подсоединения
Сопло забито порошком	См.п. обслуживание аппарата
Нет подачи воздуха	Проверьте места подсоединения

Нет подачи воды на выходе из сопла.

Шланг наконечника плохо подсоединён к разъёму на задней части прибора	Проверьте места подсоединения
Регулятор воды расположенный на передней панели прибора закрыт	Поверните регулятор
Нет поступления воды к прибору	Проверьте места подсоединения

Недостаточное, нестабильное поступление порошка, воды и воздуха.

Недостаточное поступление воды и воздуха	Проверьте места подсоединения
Регулятор воды расположенный на передней панели прибора закрыт	См.п. обслуживание аппарата
Крышка контейнера для песка недостаточно хорошо закрыта	Открутите и тщательно закрутите её снова

Гарантийное обслуживание

Гарантия 1 год со дня продажи.

В пределах сроков поставки производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и форму, комплектацию, отклонения в оттенках цвета — без предварительного предупреждения.

Внимание: Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона, печати и товарного чека.

Важно: Изделие снимается с гарантии, если изделие имеет следы постороннего вмешательства, обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия, были превышены объемы выполняемых работ, рекомендованных производителем.

Гарантийный талон № _____	
Изделие _____	Модель _____
Серийный номер _____	Дата продажи _____
Компания-продавец _____	
Подпись продавца / _____ / _____	
Печать и телефон компании-продавца _____	
Изделие проверено полностью,	
Покупатель _____	с условиями гарантии ознакомлен _____
Адрес и телефон покупателя _____	

Сервисный купон № 4 Гарантийный талон № _____ Дата ремонта «__» ____ 200__ г. Изделие _____ Модель _____ Серийный номер _____ Подпись _____	Сервисный купон № 3 Гарантийный талон № _____ Дата ремонта «__» ____ 200__ г. Изделие _____ Модель _____ Серийный номер _____ Подпись _____
Сервисный купон № 2 Гарантийный талон № _____ Дата ремонта «__» ____ 200__ г. Изделие _____ Модель _____ Серийный номер _____ Подпись _____	Сервисный купон № 1 Гарантийный талон № _____ Дата ремонта «__» ____ 200__ г. Изделие _____ Модель _____ Серийный номер _____ Подпись _____