

CS 8100 и CS 8100 Access

Руководство пользователя

Примечание

Поздравляем вас с покупкой CS 8100 и CS 8100 Access. Благодарим вас за выбор нашего изделия, мы приложим все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания.

Руководство пользователя CS 8100 и CS 8100 Access предоставляет информацию о функциях полных или сегментированных томографических цифровых панорамных рентгенографических изображений. Для эффективной работы с системой мы рекомендуем тщательно ознакомиться с информацией этого руководства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: До начала использования CS 8100 и CS 8100 Access мы рекомендуем вам ознакомиться с Руководством пользователя по безопасности, нормативной информации и техническим характеристикам.

Информация этого руководства может быть изменена без предварительного уведомления, обоснования или предупреждения пользователей.

Никакая часть этого руководства не может воспроизводиться без предварительного явного разрешения компании Carestream Health, Inc.

Федеральное законодательство США ограничивает свободную продажу данного устройства и допускает его продажу только врачам.

Этот документ первоначально составлен на английском языке.

Название руководства: *Руководство пользователя CS 8100 и CS 8100 Access*

Номер части: SM784_ru

Номер редакции: 03

Дата печати: 2014-09

Система CS 8100 и CS 8100 Access соответствует требованиям директивы 93/42/EEC относительно медицинского оборудования.



0086

Содержание

раздел 1	Условные обозначения в данном руководстве1
Условные обозначения в данном руководстве		
раздел 2	Подвижные компоненты3
Краткое описание CS 8100	Общие функциональные компоненты4
	Опора для головы и подбородка5
	Принадлежности для позиционирования.6
	Панель позиционирования7
	Краткое описание пульта дистанционного управления рентгеновским излучением8
раздел 3	Требования к компьютерной системе.9
Краткое описание программного обеспечения для визуализации изображений	Краткое описание программного обеспечения9
	Программное обеспечение для визуализации изображений9
	Интерфейс Acquisition9
	Интерфейс Acquisition	10
	Краткое описание интерфейса Acquisition	10
	Область окна Program (Программа)	12
	Область окна Patient (Пациент).	14
	Область окна Parameter (Параметр)	15
раздел 4	Включение модуля	17
Приступая к работе	Настройки брандмауэра и сети	18
	Вызов интерфейса Acquisition	19
раздел 5	Получение панорамных изображений, изображений TMJ x2 или изображений верхнечелюстной пазухи для взрослых пациентов и пациентов детского возраста.	21
Получение изображений	Подготовка модуля и настройка параметров получения изображений.	21
	Подготовка и позиционирование взрослых пациентов и пациентов детского возраста	24
	Запуск рентгеновского излучения.	27

	Получение снимка 2D+ для взрослых пациентов и детей	28
	Подготовка модуля и настройка параметров получения изображений	28
	Подготовка и позиционирование взрослых пациентов и пациентов детского возраста.	31
	Запуск рентгеновского излучения	34
	Получение изображения TMJ x4 для взрослых пациентов и пациентов детского возраста.	35
	Подготовка модуля и настройка параметров получения изображений	35
	Подготовка и позиционирование взрослых пациентов и пациентов детского возраста.	36
	Запуск рентгеновского излучения	38
	Информация о полученной дозе рентгеновского облучения	39
раздел 6	Ежемесячно	41
Техническое обслуживание	Ежегодно	41
	Контроль качества изображения	41
раздел 7	Быстрый поиск и устранение неисправностей.	43
Поиск и устранение неполадок		
раздел 8	Адрес изготовителя	45
Контактная информация	Авторизованные представители	45

1

Условные обозначения в данном руководстве

Условные обозначения в данном руководстве

Следующие специальные сообщения выделяют информацию или указывают на потенциальную опасность для персонала или оборудования:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждает о необходимости предотвращения травмы пользователя или окружающих и точного соблюдения инструкций по технике безопасности.



ВНИМАНИЕ: Уведомляет об условии, которое может привести к серьезному повреждению.



Важно: Уведомляет об условии, которое может вызвать нарушения.



Примечание: Выделяет важную информацию.



Совет: Предоставляет дополнительную информацию и советы.

2 Краткое описание CS 8100

Семейство CS 8100 включает:

- CS 8100 - укомплектованная модель,
- CS 8100 Access - модель без инструмента 2D+

Обе модели называются в этом документе «CS 8100», если не указано иначе.

На следующих рисунках рассматривается общий вид CS 8100.

Подвижные компоненты


На Рисунке 1 изображено:

- движение установки вверх и вниз;
- вращение и поступательное движение вращающейся консоли.



Важно: Пациент может войти в модуль слева или справа.


Рисунок 1 Подвижные компоненты аппарата



Общие функциональные компоненты

На рисунке 2 показаны общие функциональные компоненты аппарата.

Рисунок 2 Функциональные компоненты аппарата




- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ | 8 | Верхняя часть аппарата |
| 2 | Кнопка аварийной остановки | 9 | Пульт дистанционного управления рентгеновским излучением |
| 3 | Вращающаяся консоль аппарата | 10 | ПК с программным обеспечением для визуализации и обработки изображений |
| 4 | Источник рентгеновского излучения (генератор) | | |
| 5 | Колонна аппарата | | |
| 6 | Опора для головы и подбородка | | |
| 7 | Цифровой сенсор | | |

Опора для головы и подбородка

На рисунке 3 показаны функциональные компоненты опоры для головы и подбородка.

Рисунок 3 Функциональные компоненты опоры для головы и подбородка









- 1 Панель позиционирования
- 2 Рукоятка регулировки передней опоры для головы
- 3 передняя опора для головы,
- 4 Указатели горизонтального позиционирования
- 5 Прикусной валик
- 6 Опора для подбородка
- 7 Ручки
- 8 Указатели вертикального позиционирования

Принадлежности для позиционирования

Эти принадлежности используются для позиционирования пациента. Они поставляются с системой CS 8100.

В таблице 1 перечислены принадлежности для позиционирования.


Таблица 1 Принадлежности для позиционирования

Принадлежность	Описание
	Опора для подбородка для получения панорамного изображения
	Опора для подбородка для получения изображения верхнечелюстной пазухи
	Опора для носа для получения изображения височно-нижнечелюстного сустава (TMJ)
	Стандартный прикусной валик (x5)
	Прикусной валик для лишенных зубов пациентов (x2)
	Одноразовые защитные чехлы для прикусного валика

Панель позиционирования

Панель позиционирования представляет собой консоль на опоре для головы и подбородка, которая позволяет осуществить правильное позиционирование пациента перед получением изображения.

Рисунок 4 Панель позиционирования модуля



1 Кнопки регулировки высоты:

- Регулируют высоту установки в соответствии с ростом пациента.
- **Когда установка не используется**, размещают вращающуюся консоль параллельно верхней части установки, оставляя больше свободного места вокруг установки.
Чтобы выполнить это, нажмите и удерживайте обе кнопки, пока не выключится **Индикаторный светодиод готовности**. Когда вы отпустите обе кнопки, **Индикаторный светодиод готовности** будет мигать, пока вращающаяся консоль не будет приведена в параллельную позицию.


2 Светодиодный индикатор готовности: зеленый цвет указывает на готовность аппарата для получения изображения.

3 Рукоятка регулировки передней опоры для головы: регулирует наклон головы пациента вверх или вниз при помощи поворота рукоятки.

Краткое описание пульта дистанционного управления рентгеновским излучением

Пульт дистанционного управления рентгеновским излучением позволяет запустить получение рентгеновского изображения при помощи кнопки экспозиции за пределами рентгеновского кабинета. Нажмите и удерживайте кнопку экспозиции до конца процесса получения изображения. Если вы преждевременно отпустите кнопку экспозиции, это приведет к прерыванию процесса получения изображения.

Рисунок 5 Пульт дистанционного управления рентгеновским излучением



1 Кнопка экспозиции: запускает процесс получения изображения.

3

Краткое описание программного обеспечения для визуализации изображений

Требования к компьютерной системе

Минимальные требования к компьютерной системе и конфигурация программного обеспечения для визуализации изображений рассматриваются в **руководстве по технике безопасности, нормативной информации и технических спецификациях CS 8100 и CS 8100 Access**.



ВАЖНО

Следует **В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ** проверить, что конфигурация компьютерной системы соответствует требованиям для программного обеспечения CS 8100. При необходимости пользователь **ДОЛЖЕН** обновить конфигурацию компьютерной системы. Модуль **СЛЕДУЕТ** подсоединить к компьютеру при помощи двухточечной линии Ethernet, а не через LAN.

Краткое описание программного обеспечения

Система CS 8100 работает со следующим программным обеспечением:

- программное обеспечение для визуализации изображений,
- интерфейс Acquisition.

Программное обеспечение для визуализации изображений

Программное обеспечение для визуализации стоматологических изображений компании Carestream представляет собой специальный удобный для работы пользователя интерфейс, разработанный и предназначенный для диагностической визуализации.

Интерфейс Acquisition

Интерфейс **Acquisition** представляет собой удобный для работы пользователя интерфейс, специально разработанный для CS 8100.

Интерфейс Acquisition

Краткое описание интерфейса Acquisition

Интерфейс **Acquisition** является главным интерфейсом CS 8100, который предоставляет пользователю все функции получения изображения.

Рисунок 6 Интерфейс Acquisition



1 Кнопка Информация:

- **Show versions ...** (Показать версии...): отображает информацию о версиях программного и аппаратного обеспечения.
- **Resetting Anatomy setting** (Сброс анатомических настроек): выполняет сброс заводских настроек параметров.
- **Memorize Anatomy setting** (Запомнить анатомические настройки): запоминает предпочитаемые настройки пользователя для каждого типа пациентов (кВ, мА и секунды).

2 Экран предварительного просмотра: отображает полученный снимок через несколько секунд.

3 Дисплей выбранного параметра: отображает текущие настройки параметров для получения изображений.

4 Экран Статус системы: отображает различные аварийные или предупредительные сообщения, поступившие от аппарата.

5 Индикатор охлаждения генератора: отображает время автоматического охлаждения (мм:сс), необходимое для того, чтобы генератор достиг 0 перед получением нового изображения.

- 6 **Кнопка Сброс:** сбрасывает настройки модуля до стартовой позиции, чтобы обеспечить позиционирование пациента в аппарате.
- 7 **Кнопка параллельного расположения:** оставляет больше свободного места вокруг установки, когда она не используется, размещая вращающуюся консоль параллельно верхней части установки.
- 8 **Кнопка Вкл/Выкл рентгеновское излучение:** включает или выключает рентгеновское излучение.
- 9 **Светодиодный индикатор готовности**
 - Зеленый цвет указывает на готовность модуля для получения изображения.
 - Черный цвет указывает на то, что модуль не готов для получения изображения.
- 10 **Кнопка Выход:** закрывает интерфейс Acquisition.
- 11 **Индикатор рентгеновского излучения:** желтый цвет указывает на статус рентгеновского излучения.
- 12 **Селекторная кнопка:** выбирает различные опции настроек для получения изображений.
 - Нажмите **Program** (Программа), чтобы выбрать тип обследования.
 - Нажмите **Patient** (Пациент), чтобы выбрать тип пациента.
 - Нажмите **Parameters** (параметры), чтобы выбрать параметры экспозиции.

Область окна Program (Программа)

Область окна **Program** (Программа) позволяет выбрать различные рентгеновские исследования. Графическое изображение в области окна **Program** (Программа) отображает челюсть, где сторона **R** соответствует правой стороне пациента.

Рисунок 7 Область окна Program (Программа)



Опции рентгеновского исследования:

Получение сегментированных панорамных изображений:

нажмите на следующие области исследования, которые вы желаете обследовать:

- задние зубы,
- передние зубы.

При этом подсвечивается выбранная область исследования. Пример (исследование

передних зубов):






Получение изображения верхнечелюстной пазухи:

Нажмите



Получение изображения височно-нижнечелюстного сустава (TMJ):

Нажмите , чтобы получить изображение TMJ x2.

Нажмите  и затем , чтобы получить изображение TMJ x4.

Получение полных панорамных изображений:

нажмите на все области исследования. Пример:



Сбор рентгеночувствительных данных:


Нажмите



Выберите одну или обе интересующие области:




Получение снимка в формате 2D+:

Нажмите  для обследования выбранной области исследования в виде срезов 2D+, которые можно перемещать вдоль челюсти в направлении щеки/языка.

Вы можете выбрать 7 областей:



Резцы



Левый клык



Левый премоляр



Левый моляр



Правый клык




Правый премоляр



Правый моляр

На рисунке ниже изображена область исследования от щеки до языка (A) и 7 полученных слоев изображения 2D+ (B) на разной глубине внутри челюсти.



ПРИМЕЧАНИЕ

Функция получения срезов 2D+ имеется на CS 8100. Эта функция отсутствует на CS 8100 Access.


Область окна Patient (Пациент)

Область окна **Patient** (Пациент) позволяет выбрать и отметить различные параметры пациента. Выбранные параметры пациента влияют на качество изображения по следующим причинам:

- Параметры экспозиции (кВ и мА) установлены по умолчанию для выбранного режима пациента.
- Изображение воссоздается с учетом морфологии зубной дуги пациента.

Выбор параметров в обязательном порядке зависит от возраста и морфологических особенностей пациента.

Рисунок 8 Область окна Patient (Пациент)




Примечание: Выбранный режим для пациента устанавливает:


- значения кВ и мА;
- размер челюсти.

1 Параметры типа пациента:

Педиатрический режим:

Нажмите  , если пациент является ребенком.

Режим Взрослый:

Нажмите  , если пациент имеет щуплое телосложение.

Нажмите  , если пациент имеет среднее телосложение.

Нажмите  , если пациент имеет крупное телосложение.

2 Морфология зубной дуги пациента:

Нажмите  , если пациента имеет **нормальную** форму зубной дуги.

Нажмите  , если пациента имеет **квадратную** форму зубной дуги.

Нажмите  , если пациента имеет **заостренную** форму зубной дуги.

Область окна **Parameter** (Параметр)

Область окна **Parameter** (Параметр) позволяет выбрать параметры экспозиции для получения рентгеновского изображения. Если настройка параметров по умолчанию не подходит для вашего типа пациента, вы можете вручную настроить параметры в соответствии с типом пациента и сохранить эти настройки в качестве настроек по умолчанию.



Чтобы сохранить настройки параметров, нажмите  и выберите **Memorize Anatomy setting** (Запомнить анатомические настройки).

Рисунок 9 Область окна **Parameter** (Параметр)





1 Опции настройки экспозиции:

 73 кИЛОВОЛЬТ

 12.0 миллиампер

2 Кнопки точной настройки:

Нажмите  или  для точной настройки показателей в кИловольтах или миллиамперах.

4 Приступая к работе

Включение модуля

Перед тем как включить аппарат, проверьте следующее:

- завершена установка аппарата,
- компьютер включен.



Важно: Перед включением аппарата необходимо включить компьютер и дождаться, когда компьютер будет готов для подключения.

Чтобы включить модуль, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **ВКЛ** на стойке аппарата.
2. Следует подождать минуту для настройки связи между аппаратом и компьютером. На экран выводится сообщение об ошибке, если вы запустите программное обеспечение для визуализации изображений до настройки связи. Нажмите **ОК**, закройте программное обеспечение для визуализации изображений и дождитесь настройки связи.
3. Теперь вы можете запустить программное обеспечение для визуализации изображений.



Важно: Чтобы продлить срок службы рентгеновской трубки, если модуль не использовался в течение месяца, следует выполнить следующие действия перед использованием системы.

1. В окне **получения панорамных изображений** выберите область **Parameter** (Параметр).
2. Выберите следующие серии настроек параметров:
 - 70 кВ - 6,3 мА
 - 80 кВ - 10 мА
 - 85 кВ - 10 мА
3. Выйдите из рентгеновского кабинета и закройте дверь. Для каждой настройки параметров нажмите и удерживайте кнопку пульта дистанционного управления рентгеновским излучением, чтобы запустить рентгеновское излучение.

После этого аппарат готов для получения изображения.

Настройки брандмауэра и сети

Вы не сможете получить доступ к интерфейсу **Acquisition** (Получение изображения), если настройки брандмауэра или сети не сконфигурированы.


Чтобы задать настройки брандмауэра или сети, действуйте следующим образом:

- 1 На рабочем столе два раза нажмите  (ПО Dental Imaging Carestream) или  (ПО CS Imaging), чтобы открыть программу получения изображения.

Отобразится диалоговое окно **Windows Security Alert** (Предупреждение системы безопасности Windows). Выберите **Private networks** (Частные сети), **Public networks** (Сети общего пользования) и нажмите **Allow access** (Разрешить доступ).



- 2 Нажмите **Quit** (Выход) в следующем диалоговом окне:



- 3 Закройте программу получения изображения.

- 4 На рабочем столе два раза нажмите  или , чтобы повторно открыть программу получения изображения.



Примечание: См. документацию брандмауэра для получения информации о том, какие настройки необходимо установить для брандмауэра или сети.



Вызов интерфейса Acquisition

Для доступа к интерфейсу **Acquisition** (Получение данных) выполните указанные ниже действия:

- 1 На рабочем столе два раза нажмите  или  , чтобы открыть программу получения изображения.



Важно: Если открывается диалоговое окно предупреждения системы безопасности, которое блокирует программу получения изображения, необходимо установить настройки брандмауэра или сети. см. [«Настройки брандмауэра и сети»](#).

- 2 Найдите или создайте карту пациента.
- 3 Нажмите два раза на карте пациента, чтобы войти в окно или вкладку получения изображения.
- 4 В окне или вкладке получения изображения нажмите  или  , чтобы получить доступ к интерфейсу **Acquisition** (Получение изображения).

См. главу **«Получение изображений»** для запуска функции.

5 Получение изображений

Получение панорамных изображений, изображений ТМЖ x2 или изображений верхнечелюстной пазухи для взрослых пациентов и пациентов детского возраста.


Перед получением снимка убедитесь, что выполнено следующее:

- Поворотный кронштейн томографа находится в исходном положении для того, чтобы пациент мог войти в устройство.
- Выбрана карта пациента.
- Открыто окно изображения.
- Открыт интерфейс **Acquisition** (Получение изображения).

Подготовка модуля и настройка параметров получения изображений


Чтобы настроить параметры получения изображений, выполните следующие действия:

- 1 Нажмите кнопку **Patient** (Пациент), чтобы открыть область окна **Patient** (Пациент).






Выберите пациента:


- Тип (1):
 - ребенок,
 - взрослый: щуплое, среднее, крупное телосложение.
 - Морфология зубной дуги (2)
- 2 В интерфейсе **Acquisition** нажмите кнопку **Program** (Программа), чтобы открыть область окна **Program** (Программа).




Нажмите на области исследования, которые вы желаете обследовать:

- Панорамное изображение: например, 
- TMJ x2: 
- Изображение верхнечелюстной пазухи: 


3 **(Дополнительно)** Если настройка параметров по умолчанию не подходит для вашего типа пациента, нажмите кнопку **Parameter** (Параметр):



- Выберите подходящие параметры.
 - Нажмите  и выберите **Memorize Anatomy setting** (Запомнить анатомические настройки), чтобы сохранить новые настройки параметров в качестве настроек по умолчанию.
- 4 Установите и зафиксируйте опору для подбородка для получения панорамного изображения (A). Установите прикусной валик на опору для подбородка для получения панорамного изображения (Ba). Убедитесь, что прикусной валик надежно зафиксирован на месте. При необходимости используйте специальный прикусной валик для пациентов, лишенных зубов.



Примечание: Для получения панорамных изображений или изображений TMJ x2 используйте опору для подбородка для получения панорамного изображения (A). Для получения изображения верхнечелюстной пазухи используйте специальную опору для подбородка для получения изображения верхнечелюстной пазухи (Bb).




- 5 Установите гигиеническую перегородку на прикусной валик (C). Убедитесь, что гигиеническая перегородка (D) полностью надета на прикусной валик.




ВАЖНО


На прикусной валик необходимо надеть защитный чехол (сертификация FDA), которые можно приобрести у торговых представителей.



Примечание:

- Для получения панорамного рентгеночувствительного сегментированного изображения:
 - Нажмите **BW**.
 - Выберите одну или обе интересующие области .
 - Расположите больного в установке выравнивания Camper

plane (горизонтальный прикус)




Важно: Снимки, получаемые при помощи программы сегментированных прикусных изображений не эквивалентны непосредственному интраоральному осмотру прикусной области.


Подготовка и позиционирование взрослых пациентов и пациентов детского возраста



Чтобы подготовить и расположить пациента, выполните следующие действия:

- 1 Попросите пациента снять все металлические предметы.




- 2 Наденьте на пациента защитный свинцовый фартук с воротником. Убедитесь, что фартук не топорщится на плечах пациента.



- 3 Попросите пациента пройти в модуль. На **панели позиционирования** нажмите  и удерживайте , чтобы приподнять опору для подбородка в соответствии с ростом пациента.




Примечание: Если пациент слишком высокий, попросите его сесть на стул.




4 Попросите пациента:

- Выпрямиться (**не нужно располагать ноги немного вперед**).
- Захватить руками обе нижние ручки опоры для головы и подбородка.
- Расслабиться и опустить плечи, чтобы вращающаяся консоль модуля могла выполнить полный поворот.



Примечание: Правильное позиционирование пациента может уменьшить тень позвоночного столба, которая переносится на полученное изображение.

- 5 Попросите пациента положить подбородок на опору для подбородка (А).
- 6 Попросите пациента прикусить выемку прикусного валика (В).



- 7 Отрегулируйте переднюю опору для головы (С) для лба. Убедитесь, что лоб надежно закреплен на передней опоре для головы.

Используя указатели вертикального позиционирования, руками выровняйте положение головы относительно сагиттальной плоскости.



Важно: Позвоночный столб и нос пациента должны располагаться на одной вертикальной линии.

- 8 Поверните переднюю ручку настройки опоры для головы (D) и используйте указатели горизонтального позиционирования, чтобы позиционировать наклон головы пациента вверх или вниз (D₁) для горизонтального выравнивания плоскости Франкфорта.
- 9 Попросите пациента:
 - Закрыть глаза (E).
 - Не двигаться.
 - Дышать через нос.


Запуск рентгеновского излучения

Чтобы запустить рентгеновское излучение, выполните следующие действия:

- 1 Выйдите из рентгеновского кабинета и закройте дверь. Поддерживайте визуальный контакт с пациентом во время получения изображения.




Важно: Чтобы прервать получение изображения в случае проблемы, отпустите кнопку экспозиции на пульте дистанционного управления или нажмите красную кнопку аварийной остановки.



- 2 Запустите рентгеновское излучение при помощи пульта дистанционного управления. Нажмите и удерживайте кнопку экспозиции до конца процесса получения изображения, пока не появится сообщение «Release Handswitch» (Отпустить замыкатель). При этом



становится желтым и издается предупредительный звуковой сигнал, указывающий на рентгеновское излучение. После завершения получения изображения интерфейс **Acquisition** исчезает и полученное изображение автоматически передается в **окно визуализации изображения**.



- 3 Проверьте качество изображения.
- 4 Выполните следующие действия после завершения получения изображений:
 - Высвободите пациента.
 - Снимите гигиеническую перегородку с прикусного валика.

Получение снимка 2D+ для взрослых пациентов и детей


Перед получением снимка убедитесь, что выполнено следующее:

- Поворотный кронштейн томографа находится в исходном положении для того, чтобы пациент мог войти в устройство.
- Выбрана карта пациента.
- Открыто окно изображения.
- Открыт интерфейс **Acquisition** (Получение изображения).

Подготовка модуля и настройка параметров получения изображений

Чтобы настроить параметры получения изображений, выполните следующие действия:


- 1 Нажмите кнопку **Patient** (Пациент), чтобы открыть область окна **Patient** (Пациент).



Выберите пациента:

- Тип (1):
 - ребенок,
 - взрослый: щуплое, среднее, крупное телосложение.
- Морфология зубной дуги (2)


- 2 В интерфейсе **Acquisition** нажмите кнопку **Program** (Программа), чтобы открыть область окна **Program** (Программа).





- 3 Нажмите  и нажмите на область исследования, которую вы желаете обследовать.



- 4 **(Дополнительно)** Если настройка параметров по умолчанию не подходит для вашего типа пациента, нажмите кнопку **Parameter** (Параметр):



- Выберите подходящие параметры.
 - Нажмите  и выберите **Memorize Anatomy setting** (Запомнить анатомические настройки), чтобы сохранить новые настройки параметров в качестве настроек по умолчанию.
- 5 Установите и зафиксируйте опору для подбородка для получения панорамного изображения (A). Установите прикусной валик на опору для подбородка для получения панорамного изображения (Ba). Убедитесь, что прикусной валик надежно зафиксирован на месте. При необходимости используйте специальный прикусной валик для пациентов, лишенных зубов.





- 6 Установите гигиеническую перегородку на прикусной валик (С). Убедитесь, что гигиеническая перегородка (D) полностью надета на прикусной валик.



ВАЖНО


На прикусной валик необходимо надеть защитный чехол (сертификация FDA), которые можно приобрести у торговых представителей.




Подготовка и позиционирование взрослых пациентов и пациентов детского возраста



Чтобы подготовить и расположить пациента, выполните следующие действия:

- 1 Попросите пациента снять все металлические предметы.




- 2 Наденьте на пациента защитный свинцовый фартук с воротником. Убедитесь, что фартук не топорщится на плечах пациента.



- 3 Попросите пациента пройти в модуль. На **панели позиционирования** нажмите и  удерживайте , чтобы приподнять опору для подбородка в соответствии с ростом пациента.




Примечание: Если пациент слишком высокий, попросите его сесть на стул.




4 Попросите пациента:

- Выпрямиться (**не нужно располагать ноги немного вперед**).
- Захватить руками обе нижние ручки опоры для головы и подбородка.
- Расслабиться и опустить плечи, чтобы вращающаяся консоль модуля могла выполнить полный поворот.



Примечание: Правильное позиционирование пациента может уменьшить тень позвоночного столба, которая переносится на полученное изображение.

- 5 Попросите пациента положить подбородок на опору для подбородка (А).
- 6 Попросите пациента прикусить выемку прикусного валика (В).



- 7 Отрегулируйте переднюю опору для головы (С) для лба. Убедитесь, что лоб надежно закреплен на передней опоре для головы.

Используя указатели вертикального позиционирования, руками выровняйте положение головы относительно сагиттальной плоскости.



Важно: Позвоночный столб и нос пациента должны располагаться на одной вертикальной линии.

- 8 Поверните переднюю ручку настройки опоры для головы (D) и используйте указатели горизонтального позиционирования, чтобы позиционировать наклон головы пациента (D₁).
- 9 Попросите пациента:
 - Закрыть глаза (E).
 - Не двигаться.
 - Дышать через нос.


Запуск рентгеновского излучения

Чтобы запустить рентгеновское излучение, выполните следующие действия:

- 1 Выйдите из рентгеновского кабинета и закройте дверь. Поддерживайте визуальный контакт с пациентом во время получения изображения.




Важно: Чтобы прервать получение изображения в случае проблемы, отпустите кнопку экспозиции на пульте дистанционного управления или нажмите красную кнопку аварийной остановки.



- 2 Запустите рентгеновское излучение при помощи пульта дистанционного управления. Нажмите и удерживайте кнопку экспозиции до конца процесса получения изображения, пока не появится сообщение «Release Handswitch» (Отпустить замыкатель). При этом



становится желтым и издается предупредительный звуковой сигнал, указывающий на рентгеновское излучение. После завершения получения изображения интерфейс **Acquisition** исчезает и полученное изображение автоматически передается в **окно визуализации изображения**.



- 3 Проверьте качество изображения.
- 4 Выполните следующие действия после завершения получения изображений:
 - Высвободите пациента.
 - Снимите гигиеническую перегородку с прикусного валика.

Получение изображения TMJ x4 для взрослых пациентов и пациентов детского возраста


Перед получением снимка убедитесь, что выполнено следующее:

- Поворотный кронштейн томографа находится в исходном положении для того, чтобы пациент мог войти в устройство.
- Выбрана карта пациента.
- Открыто окно изображения.
- Открыт интерфейс **Acquisition** (Получение изображения).

Подготовка модуля и настройка параметров получения изображений

Чтобы настроить параметры получения изображений, выполните следующие действия:

- 1 Нажмите кнопку **Patient** (Пациент), чтобы открыть область окна **Patient** (Пациент).





Выберите пациента:


- Тип (1):
 - ребенок,
 - взрослый: щуплое, среднее, крупное телосложение.
 - Морфология зубной дуги (2)
- 2 В интерфейсе **Acquisition** нажмите кнопку **Program** (Программа), чтобы открыть область окна **Program** (Программа).







- 3 Нажмите . При этом подсвечивается выбранная область исследования:



- 4 Дважды нажмите  .  появится для получения 4-секционного снимка ВНЧС.
- 5 **(Дополнительно)** Если настройка параметров по умолчанию не подходит для вашего типа пациента, нажмите кнопку **Parameter** (Параметр):




- Выберите подходящие параметры.
 - Нажмите  и выберите **Memorize Anatomy setting** (Запомнить анатомические настройки), чтобы сохранить новые настройки параметров в качестве настроек по умолчанию.
- 6 Снимите  или  с опоры для головы и подбородка, установите  на установите на него гигиеническую перегородку.


Подготовка и позиционирование взрослых пациентов и пациентов детского возраста


Чтобы подготовить и расположить пациента, выполните следующие действия:

- 1 Попросите пациента снять все металлические предметы.




- 2 Наденьте на пациента защитный свинцовый фартук с воротником. Убедитесь, что фартук не топорщится на плечах пациента.



- 3 Попросите пациента пройти в модуль. На **панели позиционирования** нажмите и удерживайте , чтобы приподнять опору для подбородка в соответствии с ростом пациента.




Примечание: Если пациент слишком высокий, попросите его сесть на стул.



- 4 Попросите пациента:

- Выпрямиться (**не нужно располагать ноги немного вперед**).
- Захватить руками обе нижние ручки опоры для головы и подбородка.
- Расслабиться и опустить плечи, чтобы вращающаяся консоль модуля могла выполнить полный поворот.




Примечание: Правильное позиционирование пациента может уменьшить тень позвоночного столба, которая переносится на полученное изображение.


Запуск рентгеновского излучения


Чтобы запустить рентгеновское излучение, выполните следующие действия:

- 1 Попросите пациента не двигаться, закрыть глаза и рот. Выйдите из рентгеновского кабинета и закройте дверь. Поддерживайте визуальный контакт с пациентом во время получения изображения.





Важно: Чтобы прервать получение изображения в случае проблемы, отпустите кнопку экспозиции на пульте дистанционного управления или нажмите красную кнопку аварийной остановки.



- 2 Запустите рентгеновское излучение при помощи пульта дистанционного управления, чтобы получить изображение. Нажмите и удерживайте кнопку экспозиции до конца процесса получения изображения, пока не появится сообщение «Release Handswitch» (Отпустить замыкатель). При этом  становится желтым и издается предупредительный звуковой сигнал, указывающий на рентгеновское излучение. После завершения получения изображения интерфейс **Acquisition** исчезает и полученное изображение автоматически передается в **окно визуализации изображения**.

- 3 Попросите пациента не менять положение, но открыть рот. Повторите действия этапа 2, чтобы получить другое изображение с открытым ртом.



- 4 Проверьте качество изображений.
- 5 Выполните следующие действия после завершения получения изображений:
 - Высвободите пациента.
 - Снимите гигиеническую перегородку и  с опоры для головы и подбородка.

Информация о полученной дозе рентгеновского облучения

Соответствие требованиям директивы EURATOM 97/43

Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на каждом изображении, чтобы увидеть рассчитанную дозу рентгеновского облучения, полученную пациентом. Вы можете использовать эту информацию для расчета фактической дозы излучения, полученной пациентом для этого изображения.

Доза рентгеновского облучения измеряется в мГр.см². Эта доза измеряется на первичном выходном отверстии коллиматора. Точность дозы составляет +/-30%.

6 Техническое обслуживание

Выполняйте следующее техническое обслуживание на CS 8100 и CS 8100 Access.



ВАЖНО

Информацию об очистке и дезинфекции см. в *Руководстве пользователя по безопасности, нормативной информации и техническим характеристикам CS 8100 и CS 8100 Access (SM785_ru)*.

Ежемесячно


Протирайте внешние поверхности аппарата мягкой сухой тканью.


Ежегодно

Рекомендуется проводить общую инспекцию аппарата авторизованным специалистом по техническому обслуживанию.


Контроль качества изображения

Для поддержания оптимального качества изображения необходимо раз в месяц контролировать качество снимка. Чтобы проверить качество изображения, выполните следующие действия:

1. На рабочем столе щелкните дважды . При этом на экран выводится окно **CS 8100 Technician Tools** (Инструменты технического специалиста).



- Щелкните дважды слева **Image Quality Tool** (Инструмент проверки качества изображения). При этом на экран выводится **Image Quality Control** (Контроль качества изображения).



- В окне **Image Quality Control** (Контроль качества изображения) выберите проведение теста:
 - Выберите необходимое устройство в поле **List of detected acquisition devices** (Список обнаруженных устройств с функцией получения изображения)Или
 - Найдите и импортируйте файл в поле **Import** (Импорт).Нажмите **Next** (Далее) и следуйте указаниям на экране.
- Выберите необходимый тест и и следуйте инструкциям на экране.

Имеется две опции для проведения теста:

- Constancy test** (Испытание на стабильность характеристик): этот тест должен периодически выполняться пользователем. Результаты теста сравниваются с приемочным тестом. Выберите необходимый тест и и следуйте инструкциям на экране.

Или

- Acceptance test** (Приемочный тест): этот тест выполняется ТОЛЬКО техническим специалистом. Он представляет собой полную проверку качества изображения (убедитесь, что у вас есть необходимые для проверки инструменты). Результаты этого теста используются пользователем в качестве сравнительных данных для **Constancy test** (Испытание на стабильность характеристик).

7 Поиск и устранение неполадок

Быстрый поиск и устранение неисправностей

Время от времени система может работать со сбоями. Сообщение об ошибке отображается во всплывающем окне интерфейса **Acquisition**, экран **Статус системы**.

В следующей таблице перечислены информационные сообщения, их расшифровка и корректировочные действия.



ВАЖНО

При выводе на экран сообщения с кодом ошибки или если не удастся устранить неполадку, а также в случае серьезной поломки, обратитесь к квалифицированному техническому специалисту. При обращении к техническому специалисту подготовьте следующую информацию:

- Серийный номер модели
- Сообщение кода ошибки

Таблица 2 Сообщение кода ошибки

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание	Действие
Err_S_8100_CJ848_GENERATOR_36865	Кнопка экспозиции отпущена до окончания экспозиции.	Пользователь отпустил кнопку экспозиции преждевременно.	Запустите получение изображения снова, нажмите и удерживайте кнопку экспозиции до конца процесса получения изображения.

Таблица 3 Быстрый поиск и устранение неисправностей

Сообщение	Описание	Действие
Охлаждение рентгеновской трубки.	Выполняется охлаждение.	Дождитесь пока индикатор охлаждения генератора в интерфейсе Acquisition не достиг нуля.
Температура, система безопасности.	Выполняется охлаждение.	Дождитесь пока индикатор охлаждения генератора в интерфейсе Acquisition не достиг нуля.
Отпустить кнопку экспозиции	Процесс получения изображения завершен.	Отпустите кнопку экспозиции на пульте дистанционного управления рентгеновским излучением.
Начать получение изображения.	Процесс получения изображения запущен.	Нажмите и удерживайте кнопку экспозиции.
Обновить аппаратное обеспечение	Выполняется обновление системы.	Дождитесь завершения обновления.

8

Контактная информация

Адрес изготовителя



Carestream Health, Inc.
150 Verona Street
Rochester, NY USA 14608

Авторизованные представители

Уполномоченный представитель в Европейском Союзе

EC REP

TROPHY

4, Rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg
77435 Marne la Vallée Cedex 2, Франция

Representante no Brasil Carestream do Brasil Comércio e Serviços de Produtos Médicos Ltda.

Rua Pequetita, 215 cjs.
31 E 32 Edifício Atrium VII - Vila Olímpia
São Paulo - Бразилия
CEP (Индекс): 04552-060

