

PaX-i3D 10x8.5

Модель

HP Z440



Характеристики

Тип процессора	Intel® Xeon® E5-1607v3 4C 3.1GHz 1866 10MB cache CPU
Чипсет	Intel® C612 Chipset
Оперативная память	2X8GB DDR4-2133 Registered RAM
Жетский диск	1TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5" HDD
Видеопроцессор	NVIDIA Geforce GTX970 D5 4GB
Сетевая карта	Integrated Intel I218LM PCIe GbE Controller Intel Ethernet I210-T1 PCIe NIC(Optional)
COM-Порт (RS232)	HP Serial Port Adapter Kit(Optional)
Питание	≥ 700 Watts (90% Efficiency)
Слот	1 PCI Express Gen2 x 1 Slot
	1 PCI Express Gen2 x 4 Slot
	1 PCI Express Gen3 x 8 Slot
	2 PCI Express Gen3 x 16 Slot
	1 PCI 32bit/33MHz
CD/DVD	HP 9.5mm Slim SuperMulti DVD Writer
Операционная система	Windows 8.1 Pro 64 downgrade Windows 7 Pro 64
Корпус	Tower/Workstation