

# NSK

Выдающиеся характеристики  
и многофункциональность



*new*

NSK представляет **НОВЕЙШИЙ**  
**ультразвуковой скалер**  
с системой iPiezo engine


**Varios 970**  
**iPiezo engine**

# Varios 970

## iPiezo engine

Новейшая технология iPiezo Engine от компании NSK обеспечивает стабильную выходную мощность при помощи автоматической регулировки частоты ультразвуковых колебаний до оптимального значения в зависимости от нагрузки, что позволяет вам эффективнее проводить лечебные процедуры, используя широкий спектр насадок.

### Легкий и хорошо сбалансированный наконечник Varios 970 со светодиодной технологией LED



Бренд А

NSK

Тонкий, разработанный с учетом эргономики наконечник обеспечивает простой доступ в труднодоступные места и отличный обзор обрабатываемого участка для комфортной работы.



**LED** С оптикой Наконечник VA2-LUX-HP с оптикой



Без оптики Наконечник VA2-HP без оптики



**Светодиодная оптика LED от NSK излучает дневной свет, что является значительным преимуществом в вашей работе.**

**Ярче:** LED излучает дневной свет, обеспечивающий лучший обзор обрабатываемого участка, чем свет от галогенной лампы.  
**Надежнее:** светодиод LED имеет больший срок службы и более надежен по сравнению с галогенными лампами.

Простой выбор одного из трех режимов работы: Perio (пародонтология), Endo (эндодонтия) и General (общий режим)

Изменение уровня подачи охлаждения с помощью удобного регулятора



**NAKANISHI INC.**   
www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi  
Tochigi 322-8666,  
Япония  
ТЕЛ.: +81 (0)289-64-3380  
ФАКС: +81 (0)289-62-5636

**NSK Rus & CIS**  
www.nsk-russia.ru

115114, Россия, Москва,  
Дербеневская наб., 7,  
стр. 16, 3 этаж  
ТЕЛ.: +7 (495) 967-96-07  
ФАКС: +7 (495) 967-96-08