

Портативный диодный лазер PenLase от китайской компании CDG больше похож на шариковую ручку, чем на серьезный стоматологический инструмент.

Лазер PenLase имеет кнопочное управление, расположение на корпусе, его отличает эргономичная и компактная форма и очень маленький вес. Лазер работает от литиевого аккумулятора большой емкости.

ЛАЗЕР PENLASE РАБОТАЕТ В 2-Х РЕЖИМАХ:

- Непрерывный
- Импульсный

PenLase предназначен для терапевтического и хирургического лечения различных заболеваний зубов и десен, а также для проведения профилактически. По мнению терапевтов, гигиенистов, хирургов и эндодонтистов, использующих лазер PenLase в клинической практике, аппарат чрезвычайно удобен в использовании и эффективен в лечении.

В разработке PenLase использованы новейшие технологии и основой лазера являются полупроводниковые «чипы» из арсенида галлия и алюминия (GaAlAs). Их работа гарантирует абсолютную безопасность для врача и пациента. О начале лазерного излучения врач предупреждается звуковым и визуальным сигналом.

Дополнительные аксессуары, входящие в комплект:

- Очки для пациента
- Очки для врача
- Комплект насадок
- Принадлежности для обработки оптоволоконна

