

Planmeca Compact™ i Classic

классический выбор



*Идеальный выбор для общей стоматологии
– качественная стоматологическая
установка со всеми основными функциями
и невысокой стоимостью!*



PLANMECA

Функции управления установкой

Planmeca Compact™ i Classic оснащена традиционной мембранной клавиатурой, обеспечивающей управление основным блоком, инструментами и гигиеническими функциями установки.

Блок ассистента также можно оснастить мембранной клавиатурой, что обеспечит дополнительный комфорт и эргономичность использования установки.

Надежная алюминиевая консоль

Клавиатура стоматологической установки встроена в новую надежную алюминиевую консоль. Поверхность из алюминия очень прочна и обладает высокой стойкостью к воздействию дезинфицирующих средств, применяемых в стоматологии.



Стандартный набор инструментов

В комплекте с установкой *Planmeca Compact i Classic* предлагается базовый набор инструментов. Он включает все основные инструменты, в том числе встраиваемые электрические микромоторы. Настройка инструментов производится с клавиатуры стоматологической установки. Для расширения возможностей врача, набор может быть дополнен электрическим скайлером, полимеризационной светодиодной лампой (LED) и интраоральной камерой.

Улучшенные эргономические характеристики

Функциональный дизайн установки *Planmeca Compact i Classic* и тщательный подбор ее возможностей гарантируют простоту эксплуатации установки на всех этапах работы, а также удобные рабочие позы персонала.

Отличный баланс консоли инструментов

Отлично сбалансированная консоль и держатели инструментов гарантируют эргономичную эксплуатацию: достаточно легкого движения для активации инструментов. Баланс подачи инструмента можно корректировать в соответствии с его весом. В зависимости от Вашего предпочтения, *Planmeca Compact i Classic* может быть оснащена консолью с нижней подачей инструментов.



Функциональный дизайн

Боковой подъемный механизм кресла и небольшой размер гидроблока максимально высвобождают пространство для стульев и ног как стоматолога, так и ассистента. Тонкий и узкий дизайн спинки способствует удобному доступу ко рту пациента.

Новая педаль управления

Новая надежная педаль обеспечивает управление всеми необходимыми функциями установки и удобство доступа к их использованию.



Высокий уровень комфорта пациента

Стоматологическая установка оснащена регулируемым вручную подголовником и фиксированной опорой для ног. Двухшарнирный подголовник позволяет удобно разместить голову пациента. Плавная регулировка длины подголовника позволяет легко настраивать кресло в соответствии с размерами тела пациента. Кресло с фиксированной опорой для ног обеспечивает пациенту высокий уровень комфорта и дольше сохраняет равномерность обивки кресла.



Стоматологическая установка **Planmeca Compact™ i Classic** предлагается с двумя видами обивки – **Comfy™** и **Ultra Relax™** и широким выбором вариантов расцветки.



Planmeca Oy

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland
tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555
sales@planmeca.com | www.planmeca.ru